

ST.A.R.90 F4 Muñeca



Fijador externo muñeca

Fácil visualización de la fractura durante la reducción y en el seguimiento

Posible distracción intraoperatoria controlada para la reducción final de la fractura

Ergonómico y cómodo para el paciente

citieffe[®]
Essential Moves in Trauma

Los cirujanos siempre deben decidir cuál es el mejor enfoque para seguir de acuerdo con su juicio clínico y las necesidades del paciente. Citieffe no ofrece asesoramiento médico y recomienda que los cirujanos sean capacitados en el uso de cualquier producto en particular antes de usarlo en cirugía. La información presentada está destinada a demostrar el alcance de las ofertas de productos de Citieffe. Antes de usar, un cirujano siempre debe consultar el prospecto, la etiqueta del producto y / o las instrucciones de uso. Es posible que los productos no estén disponibles en todos los mercados porque la disponibilidad del producto está sujeta a las prácticas reglamentarias y / o médicas en mercados individuales. Comuníquese con su representante de Citieffe si tiene preguntas sobre la disponibilidad de productos Citieffe en su área.

Fijador externo muñeca

Fracturas inestables radio distal; fracturas expuestas o fracturas asociadas a grave sufrimiento de los tejidos blandos; luxaciones radiocarpianas.



Llave en ángulo 5mm

incluido en la caja del fijador



Tornillo óseo cortical



Código	Descripción
F4-2210	Fijador externo muñeca
F4-125360	Tornillo óseo cortical ø3mm - L. 60-20mm
F4-125380	Tornillo óseo cortical ø3mm - L. 80-20mm
F4-125390	Tornillo óseo cortical ø3mm - L. 90-20mm
F4-134080	Tornillo óseo cortical ø4mm - L. 80-20mm
F4-134095	Tornillo óseo cortical ø4mm - L. 95-34mm

Están disponibles con revestimiento de hidroxiapatita