

# Todo lo que teníamos que hacer era pensarlo

✓ *Fijación estable*

✓ *Fácil extracción*



## *Lo hemos inventado*

**citieffe**<sup>®</sup>  
Essential Moves in Trauma

Los cirujanos siempre deben decidir cuál es el mejor enfoque para seguir de acuerdo con su juicio clínico y las necesidades del paciente. Citieffe no ofrece asesoramiento médico y recomienda que los cirujanos sean capacitados en el uso de cualquier producto en particular antes de usarlo en cirugía. La información presentada está destinada a demostrar el alcance de las ofertas de productos de Citieffe. Antes de usar, un cirujano siempre debe consultar el prospecto, la etiqueta del producto y / o las instrucciones de uso. Es posible que los productos no estén disponibles en todos los mercados porque la disponibilidad del producto está sujeta a las prácticas reglamentarias y / o médicas en mercados individuales. Comuníquese con su representante de Citieffe si tiene preguntas sobre la disponibilidad de productos Citieffe en su área.

## Tornillo canulado meta-epifisario con rosca esponjosa y arandela integrada


Compresión y adaptabilidad a la superficie del hueso

Arandela orientable - la geometría del tornillo permite el mejor encaje en el hueso

Con la promesa de ahorrar se presenta una solución

Implante **codificado por color**, alambre de guía y destornillados para una técnica quirúrgica fácil, rápida y segura

**Una amplia oferta de diámetros** (desde 3 mm hasta 8 mm) y **longitudes** (desde 10 mm hasta 120 mm)




Fijación estable y fácil extracción

La **arandela integrada** permanece junto al tornillo durante la inserción y la extracción  
2 tipos de rosca:


- de un solo paso para una mayor compactación y compresión de la fractura
- de doble paso para una mayor velocidad de inserción



Arandela integrada



Arandela direccionable



Rosca para esponjosa



internal  
FIXATION



plates  
and screws



TITANIO

ESTÉRIL



## Diámetros, longitudes y roscas para cada indicación



mano



pie

### ø3 mm

roscas de un solo paso  
de longitud variable



húmero



radio-cúbito



mano



pie

### ø4 mm

roscas de un solo paso  
de longitud variable



húmero



radio-cúbito



fémur



tibia  
peroné

### ø5 mm

roscas de un solo paso  
de longitud variable



pelvis



fémur



tibia  
peroné

### ø6.5 mm

roscas de doble paso  
de longitud 16 mm



### ø6.5 mm

roscas de doble paso  
de longitud 22 mm



### ø6.5 mm

roscas de doble paso  
de longitud 32 mm



pelvis



fémur

### ø7 mm

roscas de un solo paso  
de longitud 20 mm



### ø7.5 mm

roscas de doble paso  
de longitud 20 mm




### ø7.5 mm

roscas de doble paso  
de longitud 35 mm



### ø8 mm

roscas de un solo paso  
de longitud 20 mm



# RONDO

## Tornillo canulado con arandela



INTERNAL  
fixation



plates  
and screws



**citieffe®**  
Essential moves in Trauma



Citieffe srl a socio unico

Via Armaroli, 21 - 40012 Calderara di Reno (Bologna - Italy)

Tel +39 051 721850 - Fax +39 051 721870

info@citieffe.com - www.citieffe.com

SU DISTRIBUIDOR ES



CE  
0476